


### ENAMIC disponible chez DENT ALL GROUP



Le centre de production **DENT ALL GROUP**, enseigne de **GM PROD** continue de proposer des solutions nouvelles avec **L'ENAMIC** de **VITA** :

C'est la première céramique dentaire hybride dotée d'une structure à double réseau.

Le principal réseau de céramique, au sein de ce matériau, se trouve renforcé par un réseau polymère et les deux réseaux s'imbriquent totalement. **VITA ENAMIC** est donc un matériau dentaire d'assemblage ou l'on retrouve les bonnes propriétés de la céramique et du polymère.

Ce matériau innovant garantit, pour la première fois, non seulement une énorme résistance mécanique mais aussi une extraordinaire élasticité. Le matériau est donc idéal pour les couronnes en secteur postérieur et autorise des épaisseurs de paroi réduites pour des restaurations à minima.

De plus, **VITA ENAMIC** séduit par sa très grande fiabilité, par la précision et la solidité des bords et donc par des résultats à l'usinage très fidèles à l'original. En conclusion, ce matériau hybride en couleurs dentaires possède des propriétés intrinsèques similaires à celles des dents naturelles, ce qui lui permet de véhiculer remarquablement la lumière et de créer un jeu de couleurs naturel.

Principales caractéristiques :

- énorme résistance mécanique et parfaite répartition des forces masticatoires
- grande fiabilité avec une fonction de blocage des fissures intégrée
- restauration préservant la substance
- propriétés identiques à celles de l'email et n'est donc pas agressif pour les antagonistes

**DENT ALL GROUP** vous invite sur son site [www.dentallgroup.eu](http://www.dentallgroup.eu), rubrique documentations pour découvrir brochure, mode d'emploi et fiches de sécurité. Le Centre **DENT ALL GROUP** propose également plusieurs types de production :

- le fraisage pour des matériaux tels que ZIRCON, E-MAX, ULTIMATE, TITANE, CHROME COBALT...
- le FRITTAGE LASER.

*« notre métier évolue sans cesse et nous continuons d'investir afin de proposer un maximum de solutions à nos clients tout en alliant régularité, réduction des coûts et qualité meilleure »* explique Philippe GAUTHIER, ex prothésiste dentaire et dirigeant de **DENT ALL GROUP**.