

DENT ALL GROUP

DENT ALL GROUP, Centre de production ouvert toute l'année, a été heureux de vous recevoir sur son stand et de partager avec vous, au sujet de notre profession.

C'est également avec plaisir que nous avons reçu votre satisfaction sur le plan de :

- la variété de nos productions,
- leurs qualités récurrentes,
- la rapidité et la fiabilité des délais de fabrication.

Ceci confirmant notre expérience, reconnue au niveau national.

*En effet, DENT ALL GROUP est le spécialiste du :
Frittage Laser pour Chape, Chape avec support, Châssis :*

CHASSIS LIVRÉ SANS SUPPORT



Unique en France en Frittage Laser Chrome Cobalt :

- précision et finesse
- résistance et élasticité, notamment au niveau des crochets



Fraisage pour Chape ou Couronne fraisée, Titane, Zircon, Full Zircon, Emax, Nanocéramique, et Pilier implantaire personnalisé :

PILIER IMPLANTAIRE PERSONNALISÉ

- fraisé dans notre Centre
- connectique usinée dans l'industrie
- garantie 10 ans

Maitre modèle :

MAITRE MODELE 3D IMPRESSION CAO



- résine grise, dies en coloris blanc
- excellente précision et résistance fiable
- mise en valeur de la prothèse posée sur son écrin gris

L'équipe de DENT ALL GROUP reste à votre disposition.



DENT ALL GROUP

Tel : 04 37 233 333
www.dentallgroup.eu
contact@dentallgroup.eu